



Smartee®
正雅



Smartee® 隐形矫治器
自信笑容从“齿”开始



全球超过
300 万例患者

使用隐形矫治技术
完成牙齿矫治

美观、舒适、可随时摘戴、便于清洁
带给患者自信笑容

Smartee® 隐形矫治 革命性牙齿矫治科技

Smartee®隐形矫治是在专业正畸基础上，融合3D打印技术、计算机辅助设计等高精尖技术开发出来的，采用进口口腔专用高分子膜片制成，膜片以医药级PETG为原材料。作用机理是佩戴矫治器后，依靠其材料的弹性形变产生的回弹力对牙齿施加矫治力，从而实现牙齿的移动，达到矫治错殆畸形的目的。

每天佩戴 20 小时 轻松完成矫治

Smartee®隐形矫治包括一系列透明矫治器，每副矫治器都经过精密设计制造，使牙齿产生微小移动，只需按阶段佩戴，牙齿便可逐步达到理想效果。每天保证20小时以上佩戴时间，循序渐进，就能实现完美蜕变。



选择理由

1 美观

全透明材质，佩戴时他人难以察觉，就像牙齿的“隐形眼镜”，不影响正常的工作和生活。

2 有效

结合 CAD/CAM 和正畸技术定制而成，能精细控制牙齿移动，有效完成正畸治疗。

3 舒适

没有弓丝、托槽等异物，不对口腔造成创伤，基本无异物感。

4 卫生

进食、刷牙时可摘取下来，自由的摘戴方式，方便清洁口腔卫生。

微笑生活
正雅相伴



哪些情况 需要正畸治疗



间隙

牙齿间出现缝隙。易嵌塞食物而损伤牙周组织，引起牙龈炎和牙周炎，同时易于患龋。



拥挤

牙齿拥挤错位排列不齐，60%-70% 的错殆畸形患者存在拥挤。拥挤牙齿容易发生龋病及牙周病。



开殆

上下颌部分牙齿无法咬在一起。严重者不仅易引起殆关系紊乱，还可导致面部畸形，影响口腔功能及面容。



反殆

下牙咬在上牙的外面。反殆会阻碍前牙或者臼齿的正常工作从而引发牙齿异常磨损，下颌疼痛和关节问题。




对刃

前牙牙齿的切端与切端接触，导致咬殆不良，咀嚼能力下降，影响颞下颌关节及消化系统。



深覆殆

上前牙过多覆盖下前牙，可能导致颞下颌关节紊乱症状，部分患者呈短方面型。



App二维码



官方微信订阅号

联系我们了解更多

 400-600-5197
www.smartee.cn

上海正雅齿科科技股份有限公司

总部地址：中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2305号
122室二楼

生产地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路239号北区4层

电 话：021-50798880